



KIT 5010E MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA+POMPA

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28575

EAN / GTIN 8023279285758

Confezione 1

KIT 5010E MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA + COMPRESSORE LIVELLO DA MODERATO A INTENSIVO STADIO I, II, III Sistema professionale progettato per la prevenzione e il trattamento dei pazienti che presentano rischio di ulcere da decubito. La pressione è continuamente redistribuita tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli elementi in modo da imitare i movimenti naturali del sonno, evitando così di comprimere la pelle per un periodo prolungato. Manuale in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SE, GR Gli elementi a lento rilascio d'aria tengono lontana l'umidità Uso professionale Copertura in Nylon PU con pulsante; biocompatibile, lascia passare il vapore ed è impermeabile. Ignifugo. PRESSIONE ALTERNATA Funzione di alternanza. Il compressore gonfia e sgonfia gli elementi in maniera ciclica per cambiare i punti di contatto tra il paziente e il letto, per agevolare la circolazione del sangue, prevenire o trattare le piaghe da decubito e ridurre così il dolore del paziente e il lavoro degli operatori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

● COMPRESSORE:

- Dimensioni: 30x13,5x11 cm
- Durata ciclo: 12 min
- Tensione di esercizio: 220-240 V, 50 Hz
- Pressione di esercizio: 55-120 mmHg
- Materiale scatola: ABS ignifugo
- Uscita aria: 7-8 litri/min
- TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2

● MATERASSO:

- Dimensione totale: 198x86x12,8 cm
- Alternanza 1 in 2 (gruppo A e B)
- Altezza elementi: 12,8 cm (5")
- Materiale copertura: Nylon PU con bottone
- Spessore: 0,4 mm
- Numero di elementi: 17+1 ricambio
- Materiale elementi: nylon PVC
- Portata: 150 kg

CLASSE DM

I

CND

V080701

EAN / GTIN

8023279285758

CODICE GEF

28575



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it