



DIATERMO MB 400D HOSPITAL

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) **30635**

EAN / GTIN **8023279306354**

Confezione **1**

DIATERMO MB 400D - mono-bipolare - 400 Watt Elettrobisturi ad alta frequenza che possono essere utilizzati per effettuare contemporaneamente chirurgia monopolare (CUT e COAG CUT - con diversi livelli di coagulazione) e bipolare. DOPPIA ATTIVITÀ OPERATIVA Due canali di uscita per taglio monopolare. Due calibrizioni e canali indipendenti per le coagulazioni monopolari più frequenti. PROCEDURE DI TAGLIO CONTROLLATE Correnti di taglio intensificate per incisioni senza necrosi. Corrente di taglio con proprietà coagulanti per dissezione con sanguinamento controllato. Basso accoppiamento capacitivo nelle procedure endoscopiche mediante corrente Slow BLEND. DOPPIE PROCEDURE COAGULATIVE CONTROLLATE Coagulazione SPEEDY e coagulazione DEEP disponibili a 2 operatori. Coagulazione SPRAY ottenibile con manopola o pedale. NUMEROSE CARATTERISTICHE BIPOLARI Taglio bipolare con controllo di sanguinamento selezionabile. Correnti di taglio slow BLEND. Start e stop automatici di coagulazione attivabili separatamente. SICUREZZA TOTALE PER PAZIENTE E CHIRURGO Accettabilità dell'impedenza del contatto tra corpo del paziente e placca neutra verificata continuamente dal controllo elettronico skin plate electronic control (SPEC). Monitoraggio continuo della corrente di dispersione a radiofrequenza. Variazioni della tensione di rete compensate automaticamente prima di iniziare l'erogazione di potenza a radiofrequenza. PROCEDURE PERSONALIZZATE Scelta indipendente delle correnti coagulative e dei livelli di potenza di ciascuno dei due operatori. Dieci procedure personali configurabili ed immediatamente richiamabili. CONNESSIONI Uscite per connessioni di unità argon plasma e aspiratore di fumi. AUTODIAGNOSI AUTOMATICA Controllo diagnostico automatico della completa funzionalità attuale dell'unità elettronica e degli accessori connessi e indicazione codificata dei malfunzionamenti riscontrati. Made in Italy. CHIRURGIA AMBULATORIALE CHIRURGIA GENERALE CHIRURGIA PEDIATRICA CHIRURGIA PLASTICA CHIRURGIA TORACICA CHIRURGIA VASCOLARE DERMATOLOGIA ENDOSCOPIA GASTROENTEROLOGIA GINECOLOGIA NEUROCHIRURGIA ORTOPEDIA OTORINOLARINGOIATRIA PNEUMOLOGIA UROLOGIA VETERINARIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza max taglio puro monopolare CUT: 400 W - 300 Ohm
- Potenza max taglio-coag monopolare CUT80%: 350 W - 300 Ohm
- Potenza max taglio-coag monopolare CUT60%: 250 W - 300 Ohm
- Potenza max taglio-coag monopolare CUT40%: 200 W - 300 Ohm
- Potenza max taglio monopolare ENHANCED: 250 W - 500 Ohm
- Potenza max taglio-coag monopolare BLEND: 250 W - 300 Ohm
- Potenza max coagulazione monopolare SPEEDY: 120 W - 500 Ohm
- Potenza max coagulazione monopolare DEEP: 120 W - 200 Ohm
- Potenza max coagulazione monopolare SPRAY: 100 W - 2000 Ohm
- Potenza max coagulazione monopolare SPRAY ARGON: 100 W - 2000 Ohm
- Potenza max taglio bipolare CUT: 95 W - 150 Ohm
- Potenza max taglio-coag bipolare CUT80%: 95 W - 150 Ohm
- Potenza max taglio-coag bipolare CUT60%: 95 W - 150 Ohm
- Potenza max taglio-coag bipolare CUT40%: 60 W - 150 Ohm
- Potenza max taglio-coag bipolare BLEND: 90 W - 150 Ohm
- Potenza max taglio-coag bipolare BLEND: 70 W - 100 Ohm
- Frequenza di lavoro monopolare / bipolare: 425 kHz / 525 kHz
- Elettrodo neutro: F
- Alimentazione selezionabile: 115-230 Vac
- Frequenza di rete: 50-60 Hz
- Potenza massima assorbita: 1.000 VA
- Dimensioni LxAxP mm: 470x150x400
- Peso: 17,5 kgs
- Controlli: Controllo circuito placca/paziente, Controllo della potenza emessa, Autodiagnosi
- Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, Classif. elettrica: I CF, DDM 93/42/CE Classe: II b

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z12010902

EAN / GTIN

8023279306354

CODICE GEF

30635



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it)