



# Misuratore Di Pressione Microlife Afib Advanced Easy Poi

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 32881

EAN / GTIN 4719003342524

Confezione 1

MICROLIFE AFIB ADVANCED EASY (uso domestico) - rilevamento della fibrillazione atriale (aritmia cardiaca specifica) con una misurazione - protocolli ISO - EHS e per "pazienti speciali" quali diabetici, anziani, obesi, ipotesi, gestanti - clinicamente testato (protocollo BHS) - tecnologia MAM (misura tripla automatica) - 1 memoria dati - indicatori luminosi Caratteristiche tecniche Tecnologia Microlife AFIB. Una tecnologia innovativa e brevettata per la diagnosi precoce della fibrillazione atriale (AF). Più di 30.000 ictus possono essere prevenuti all'interno dell'Unione Europea utilizzando la Tecnologia Microlife AFIB nell'assistenza primaria. La nuova tecnologia Microlife AFIB permette la misurazione simultanea della pressione arteriosa e lo screening della fibrillazione atriale. La Tecnologia Microlife AFIB rileva la fibrillazione atriale con elevata sensibilità (97-100%) e specificità (89%) come dimostrato in diversi studi clinici. Le linee guida Nice per "La diagnosi e la valutazione dell'ipertensione" raccomandano l'uso dello screening AFIB per la misurazione della pressione del sangue di routine da parte dei medici di base. Il controllo della fibrillazione atriale è raccomandato per i pazienti a casa, durante il monitoraggio della pressione sanguigna.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tecnologia Microlife AFIB.
- Una tecnologia innovativa e brevettata per la diagnosi precoce della fibrillazione atriale (AF).
- Più di 30.000 ictus possono essere prevenuti all'interno dell'Unione Europea utilizzando la Tecnologia Microlife AFIB nell'assistenza primaria.
- La nuova tecnologia Microlife AFIB permette la misurazione simultanea della pressione arteriosa e lo screening della fibrillazione atriale.
- La Tecnologia Microlife AFIB rileva la fibrillazione atriale con elevata sensibilità (97-100%) e specificità (89%) come dimostrato in diversi studi clinici.
- Le linee guida Nice per "La diagnosi e la valutazione dell'ipertensione" raccomandano l'uso dello screening AFIB per la misurazione della pressione del sangue di routine da parte dei medici di base.
- Il controllo della fibrillazione atriale è raccomandato per i pazienti a casa, durante il monitoraggio della pressione sanguigna.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
II A

CND  
Z1203020599

EAN / GTIN

CODICE GEF

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)

4719003342524

32881



info@gefmedica.it - Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1

**info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)**