



# Tourniquet Automatico Medione

Dispositivo medico

Classe II A

2 varianti

Codice GEF (SKU) 33108

EAN / GTIN 8682754922009

Confezione 1

TOURNIQUET AUTOMATICO TRQ-2020 - 2 canali Tourniquet utilizzati per bloccare o rallentare temporaneamente il flusso sanguigno nelle estremità superiori e inferiori del paziente durante procedure chirurgiche. Inoltre, nell'applicazione dell'Anestesia Endovenosa Regionale (AER), impediscono la circolazione sanguigna nell'area dell'estremità precedentemente sottoposta a drenaggio del sangue. Progettati per uso continuo in adulti e bambini. La pressione è regolabile in un intervallo da 20 a 650 mmHg. I tourniquet hanno 2 prese di connessione da usare con due bracciali. L'AER è applicabile con un bracciale doppio. Dispositivi medici di Classe IIa.

Caratteristiche:

- Prova di tenuta e collaudo sistema automatici
- Possibilità di usare 1 bracciale doppio o 2 singoli contemporaneamente
- Sistema di sicurezza, allarme visivo e sonoro

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo pressione bracciale: 20 - 650 mmHg  $\pm$  5 mmHg
- Intervallo temporale: 2-240 minuti  $\pm$  1 minuto
- Valore nominale compressore: 12 V, 1,5 bar masc.
- Schermo: LED
- Tensione di esercizio: 100-240 V / 50-60 Hz 0,3A Max
- Batteria ricaricabile: Batteria al litio, 14,4 V, 5,8Ah, si attiva in caso di interruzione di corrente
- Dimensioni - Peso: 235x268xh 275 mm; 3,65 kg
- Protezione: tipo BF, Classe II, IP20

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
33108	TRQ-2020 — 2 Canali	8682754922009	1
33110	TRQ-2024 — 4 Canali	8682754922245	1

CLASSE DM

**II A**

CND

**Z12139006**

EAN / GTIN

**8682754922009**

CODICE GEF

**33108**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)