



Pulsossimetro Oxy 0 Coccodrillo

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 35057

EAN / GTIN 8023279350579

Confezione 1

PULSOXIMETRO PEDIATRICO OXY-0 - coccodrillo - GB, IT, ES, DE, PL, GR Misura la saturazione di ossigeno (SpO2) e le pulsazioni nei bambini a casa, in ospedale, nelle visite sportive, ecc. Lo schermo LCD a colori visualizza il valore della SpO2 e il valore, la forma d'onda e l'istogramma delle pulsazioni. Schermo a 4 direzioni con regolazione della modalità di visualizzazione e della luminosità. Funzione di spegnimento automatico entro 5 secondi. Include un cordino per appenderlo, due batterie AAA e un manuale d'uso. Caratteristiche tecniche Schermo LCD a colori SpO2 - intervallo 0% ~ 100%, (risoluzione 1%) - accuratezza 70% ~ 100%: $\pm 2\%$, non specificata sotto 70% Pulsazioni - intervallo 30 bpm ~ 250 bpm (risoluzione 1 bpm) - accuratezza ± 2 bpm o $\pm 2\%$ (il maggiore) Alimentazione 2 batterie alcaline AAA 1,5 V Funzionamento batterie due batterie possono funzionare in maniera continuativa per 20 ore Dimensioni - peso 59x36xh 35 mm - 50g (include le batterie)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Schermo: LCD a colori
- SpO2:
 - intervallo: 0% ~ 100%, (risoluzione 1%)
 - accuratezza: 70% ~ 100%: $\pm 2\%$, non specificata sotto 70%
- Pulsazioni:
 - intervallo: 30 bpm ~ 250 bpm (risoluzione 1 bpm)
 - accuratezza: ± 2 bpm o $\pm 2\%$ (il maggiore)
- Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA 1,5 V
- Funzionamento batterie: due batterie possono funzionare in maniera continuativa per 20 ore
- Dimensioni - peso: 59x36xh 35 mm - 50g (include le batterie)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z1203020408

EAN / GTIN

8023279350579

CODICE GEF

35057



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it