



Pulsoximetro Oxy 9

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 35078

EAN / GTIN 8023279350784

Confezione 1

PULSOSSIMETRO MULTIFUNZIONE OXY 9 - WIRELESS

Pulsoximetro portatile che adotta una tecnologia avanzata. Controlla i valori SpO2 (saturazione di ossigeno) e PR (frequenza cardiaca) dal dito, per misurare l'ossigenazione. Applicabile a vari usi in ambienti diversi (istituzione medica, famiglia, centri di fitness e così via). - visualizzazione del valore SpO2, del valore PR e del grafico a barre - display orientabile automaticamente - memorizzazione automatica dei valori SpO2 e PR Caratteristiche tecniche SpO2 intervallo 0~100% precisione 70~100% $\pm 2\%$ 0~69% non specificata PR intervallo 30-250 bpm precisione ± 2 bpm o $\pm 2\%$, il maggiore dei due Risoluzione SpO2 1% PR 1bpm Funzione memoria registra 1000 gruppi di dati SpO2 Classificazione sicurezza parte applicata di tipo BF Misurazione con debole pressione di riempimento SpO2 e PR corretti con rapporto pressione riempimento 0,4%. Errore SpO2 ± 4 , errore PR $\pm 2\%$, il maggiore dei due.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SpO2
- intervallo: 0~100%
- precisione: 70~100% $\pm 2\%$
- 0~69%: non specificata
- PR
- intervallo: 30-250 bpm
- precisione: ± 2 bpm o $\pm 2\%$, il maggiore dei due
- Risoluzione:
- SpO2: 1%
- PR: 1bpm
- Funzione memoria: registra 1000 gruppi di dati SpO2
- Classificazione sicurezza: parte applicata di tipo BF
- Misurazione con debole pressione di riempimento: SpO2 e PR corretti con rapporto pressione riempimento 0,4%. Errore SpO2 ± 4 , errore PR $\pm 2\%$, il maggiore dei due.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z1203020408

EAN / GTIN

8023279350784

CODICE GEF

35078



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it