



## Test Bowie & Dick Upstar Pronto All'uso

Codice GEF (SKU) **35853**

EAN / GTIN **3760243050039**

Confezione **1**

Pronto per l'uso. - Variazione di colore stabile - Alta sensibilità, rileva eventuali anomalie del ciclo - Positivo: colore verde uniforme - Negativo: colore rosso uniforme. Tempo e/o temperatura e/o pressione del vapore errati. Il test pronto all'uso di Bowie & Dick è progettato appositamente per verificare il corretto funzionamento delle autoclavi a vapore e la loro capacità di sterilizzare dispositivi porosi (tamponi, teli, camici, TNT...)

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**3760243050039**

CODICE GEF

**35853**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) · Tel. 0573  
1944697