

Bowie Dick Pack

Codice GEF (SKU) **35950**

EAN / GTIN **8023279359503**

Confezione **1**

PACCHETTO TEST BOWIE E DICK • conf. da 20 pz • dimensioni: 123 x 123 x 16 mm Usato per il monitoraggio giornaliero di sterilizzatori a vapore pre-vuoto. Il test Bowie e Dick è inteso per testare lo sterilizzatore a vapore ad inizio giornata (come da normativa ISO 11140). La buona riuscita del test, autorizza all'utilizzo dello sterilizzatore.



DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279359503

CODICE GEF

35950



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697