



Disinfettante Barrycidal 30 Plus Diluito 2%

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 36815

EAN / GTIN 18009110026664

Confezione 1

BARRYCIDAL "30 PLUS" DILUITO 2% - bottiglia 1 l - conf. da 12
Soluzione pronta all'uso per un alto livello di disinfezione dei dispositivi medici invasivi e degli strumenti chirurgici. Utilizzata per trattare apparecchiature mediche termolabili e non autoclavabili (per esempio trasduttori ultrasonici, sonde di pulsossimetri, sonde stetoscopiche ed endoscopiche, dispositivi ECG, incubatori, apparecchi di misurazione della pressione arteriosa, strumenti radiologici, monitor e così via). Rapida e sicura, altamente efficiente. La glutaraldeide combinata con ortofenilfenolo e alcol isopropilico fornisce un ampio spettro di azione contro agenti patogeni quali batteri Gram+ e Gram-, micobatteri, funghi, spore e virus (Adenovirus, HIV, HBV e HCV). Grazie ai coformulanti, svolge inoltre una potente azione detergente. Barrycidal offre una disinfezione rapida e consente il tempestivo riutilizzo degli strumenti. Delicato sulle parti più sensibili (fibre ottiche, adesivi, plastica, gomma e metalli) e non ha alcun effetto corrosivo né ossidante. Per uso professionale. Dispositivo medico di classe IIb in conformità alla Direttiva 93/42/CEE. Istruzioni: GB, FR, IT, ES. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE E CHIMICA
- 100 g di prodotto contengono: Glutaraldeide 2,0 g; O-Fenilfenolo 0,5 g; Alcol isopropilico; Coformulanti; Acqua depurata q.b. a 100,0 g.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIbCND
D99EAN / GTIN
18009110026664CODICE GEF
36815

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697