

GEF Medica

Calza alla Coscia Anti Embolo 80-90 - XL

Codice GEF (SKU) 41327

Calza antiembolismo con foro di ispezione e balza in silicone. • Taglia: X-Large • Lunghezza: 80-90 cm • Compressione mm/Hg 18-20 (alla caviglia) Una linea di calze dedicata alla profilassi della trombo embolia prima, durante e dopo gli interventi chirurgici. Grazie alla compressione graduata decrescente, queste calze sono un ottimo aiuto nella prevenzione dell'incremento della viscosità del sangue con conseguente formazione di trombi. L'elevata elasticità dei filati consente una buona vestibilità e una corretta gradualità di compressione. • Indicazioni per l'uso: - prevenzione delle tromboembolie legate ad interventi chirurgici. - trattamenti derivanti da terapie post-traumatiche. - contusioni, distorsioni ed edemi idrostatici. • Controindicazioni: - dermatiti localizzate, eritemi, necrosi. - stripping, edemi polmonari, trapianti. - disturbi vascolari di origine cardiaca. - gambe con circonferenze accentuate. • Principali caratteristiche: - compressione decrescente dalla caviglia alla coscia. - tallone anatomico. - tessuto molto morbido, elastico e anallergico (privo di lattice). - foro di ispezione sulla parte superiore del piede. Composizione: 82% poliammide, 18% elasthan. Confezione e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Calza antiembolismo con foro di ispezione e balza in silicone.
- Taglia: X-Large
- Lunghezza: 80-90 cm
- Compressione mm/Hg 18-20 (alla caviglia) Una linea di calze dedicata alla profilassi della trombo embolia prima, durante e dopo gli interventi chirurgici. Grazie alla compressione graduata decrescente, queste calze sono un ottimo aiuto nella prevenzione dell'incremento della viscosità del sangue con conseguente formazione di trombi. L'elevata elasticità dei filati consente una buona vestibilità e una corretta gradualità di compressione.
- Indicazioni per l'uso: - prevenzione delle tromboembolie legate ad interventi chirurgici. - trattamenti derivanti da terapie post-traumatiche. - contusioni, distorsioni ed edemi idrostatici.
- Controindicazioni: - dermatiti localizzate, eritemi, necrosi. - stripping, edemi polmonari, trapianti. - disturbi vascolari di origine cardiaca. - gambe con circonferenze accentuate.
- Principali caratteristiche: - compressione decrescente dalla caviglia alla coscia. - tallone anatomico. - tessuto molto morbido, elastico e anallergico (privo di lattice). - foro di ispezione sulla parte superiore del piede. Composizione: 82% poliammide, 18% elasthan. Confezione e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU Made in Italy.

CODICE GEF

41327



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it