

GEF Medica

Scarpa Ultraleggera

Codice GEF (SKU) 20000

SCARPE ULTRA LEGGERE • Colore: bianco • Taglia: 34 Scarpe protettive conformi ai requisiti delle norme sulle calzature da lavoro EN ISO 20347: A E SRC - molto leggere: solo 200 g ogni paio - aerate: i fori laterali forniscono aerazione ma al contempo evitano l'ingresso di liquidi - anatomiche: rispettano la naturale anatomia del piede - antishock: massimo assorbimento di energia nella zona del tallone - antiscivolo: il design unico della suola risponde ai requisiti SRC relativi alla resistenza allo scivolamento - antistatiche: l'elemento antistatico nella zona del tallone rimane tale anche dopo molti lavaggi - lavabili fino a 50°C: con detergenti normali neutri, resistenti alla sterilizzazione chimica o UV - antibatterici, antimuffa, antifunghi - senza lattice Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SCARPE ULTRA LEGGERE
- Colore: bianco
- Taglia: 34 Scarpe protettive conformi ai requisiti delle norme sulle calzature da lavoro EN ISO 20347: A E SRC - molto leggere: solo 200 g ogni paio - aerate: i fori laterali forniscono aerazione ma al contempo evitano l'ingresso di liquidi - anatomiche: rispettano la naturale anatomia del piede - antishock: massimo assorbimento di energia nella zona del tallone - antiscivolo: il design unico della suola risponde ai requisiti SRC relativi alla resistenza allo scivolamento - antistatiche: l'elemento antistatico nella zona del tallone rimane tale anche dopo molti lavaggi - lavabili fino a 50°C: con detergenti normali neutri, resistenti alla sterilizzazione chimica o UV - antibatterici, antimuffa, antifunghi - senza lattice Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA / COLORE	EAN	CONFEZIONE
20000	34 / Bianco		
20001	35 / Bianco		
20002	36 / Bianco		
20003	37 / Bianco		
20004	38 / Bianco		
20005	39 / Bianco		
20006	40 / Bianco		
20007	41 / Bianco		
20008	42 / Bianco		
20009	43 / Bianco		
20010	44 / Bianco		
20011	45 / Bianco		
20012	46 / Bianco		
20013	47 / Bianco		
20020	34 / Blu		
20021	35 / Blu		
20022	36 / Blu		
20023	37 / Blu		
20024	38 / Blu		
20025	39 / Blu		
20026	40 / Blu		
20027	41 / Blu		
20028	42 / Blu		
20029	43 / Blu		
20030	44 / Blu		
20031	45 / Blu		
20032	46 / Blu		
20033	47 / Blu		

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

20000



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**

info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697