



## OROLOGIO PER INFERMIERI rotondo

4 varianti

Codice GEF (SKU) **20401**

EAN / GTIN **8023279204018**

Confezione **1**

Orologio da infermiere, rotondo Colore: blu Orologi da infermiere in silicone con spilla da balia. Adatti per la rilevazione del battito e del polso dei pazienti e per misurare il tempo di sterilizzazione dei prodotti. Conformi alle attuali normative che vietano agli infermieri di indossare orologi da polso. Quadrante orologio 35 mm, lunghezza orologio 85 mm. Durata batteria: 12-15 mesi dal giorno di primo utilizzo. Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, Arabo.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
20401	20401	8023279204018	1
20402	20402	8023279204025	1
20404	20404	8023279204049	1
20420	20420	8023279204209	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279204018**

CODICE GEF

**20401**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697