



OROLOGIO PER INFERMIERI con scatola alluminio rotondo

2 varianti

Codice GEF (SKU) **20410**
EAN / GTIN **8023279204100**
Confezione **1**

Orologio da infermiere, rotondo, con scatola di alluminio Colore: bianco
Orologi da infermiere in silicone con spilla da balia. Adatti per la rilevazione del battito e del polso dei pazienti e per misurare il tempo di sterilizzazione dei prodotti. Conformi alle attuali normative che vietano agli infermieri di indossare orologi da polso. Quadrante orologio 35 mm, lunghezza orologio 85 mm. Durata batteria: 12-15 mesi dal giorno di primo utilizzo. Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, Arabo.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
20410	20410	8023279204100	1
20411	20411	8023279204117	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279204100

CODICE GEF
20410



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697