



## KIT GUAINA SILICONE PER OROLOGI ROTONDI

Codice GEF (SKU) **20418**

EAN / GTIN **8023279204186**

Confezione **1**

Kit di 6 diversi cinturini in silicone. Da sinistra a destra nella foto: • fantasia • Forma a cuore, colore rosa • arancione • giallo • verde • forma a fiore, colore azzurro  
Pezzo di ricambio per gli orologi rotondi da infermiere.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279204186**

CODICE GEF

**20418**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697