



OROLOGIO PER INFERMIERI rotondo fantasia bolle

Codice GEF (SKU) **20423**

EAN / GTIN **8023279204230**

Confezione **1**

Orologio da infermiere, rotondo Colore: fantasia a bolle Orologi da infermiere in silicone con spilla da balia. Adatti per la rilevazione del battito e del polso dei pazienti e per misurare il tempo di sterilizzazione dei prodotti. Conformi alle attuali normative che vietano agli infermieri di indossare orologi da polso. Quadrante orologio 35 mm, lunghezza orologio 85 mm. Durata batteria: 12-15 mesi dal giorno di primo utilizzo. Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279204230

CODICE GEF

20423



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697