



OROLOGIO PER INFERMIERI con scatola alluminio quadrato

Codice GEF (SKU) 20455

EAN / GTIN 8023279204551

Confezione 1

Orologio da infermiere, quadrato, in scatola di alluminio Colore: blu
Orologi da infermiere in silicone con spilla da balia. Adatti per la rilevazione del battito e del polso dei pazienti e per misurare il tempo di sterilizzazione dei prodotti. Conformi alle attuali normative che vietano agli infermieri di indossare orologi da polso. Quadrante orologio 35 mm, lunghezza orologio 85 mm. Durata batteria: 12-15 mesi dal giorno di primo utilizzo. Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279204551

CODICE GEF

20455



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697