



OROLOGIO PER INFERMIERI DIGITALE

Codice GEF (SKU) 20480

EAN / GTIN 8023279204803

Confezione 1

Orologio digitale da infermiere Colore: blu Orologio per infermieri in silicone con spilla da balia. Adatti per la rilevazione del battito e del polso dei pazienti e per misurare il tempo di sterilizzazione dei prodotti. Conformi alle attuali normative che vietano agli infermieri di indossare orologi da polso. • Quadrante dell'orologio: 35 mm • Lunghezza dell'orologio: 85 mm • Manuale: GB, FR, IT, ES

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279204803

CODICE GEF

20480



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697