



FORBICI IN ACCIAIO INOX PER BENDE fantasia bolle

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 20492

EAN / GTIN 8023279204926

Confezione 1

Forbici per infermieri in acciaio inox - 18 cm • Per bende • Modello: fantasia bolle Gli strumenti verniciati a polvere non sono autoclavabili; possono essere sterilizzati in acqua a un massimo di 110°C. La stampa della fantasia sul bordo dello strumento è sbiadita e non ben definita.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L01040199

EAN / GTIN

8023279204926

CODICE GEF

20492



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697