



FORBICI PER BENDE

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 20501

EAN / GTIN 8023279205015

Confezione 1

Forbici per infermieri in acciaio inox - 14 cm • Per bende • Modello: anelli verdi Gli strumenti verniciati a polvere non sono autoclavabili; possono essere sterilizzati in acqua a un massimo di 110°C. La stampa della fantasia sul bordo dello strumento è sbiadita e non ben definita.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
20501	20501	8023279205015	1
20502	20502	8023279205022	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L01040199

EAN / GTIN

8023279205015

CODICE GEF

20501



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697