



## FORBICI PER BENDE fantasia bolle

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 20512

EAN / GTIN 8023279205121

Confezione 1

Forbici per infermieri in acciaio inox - 14 cm • Per bende • Modello: fantasia bolle Gli strumenti verniciati a polvere non sono autoclavabili; possono essere sterilizzati in acqua a un massimo di 110°C. La stampa della fantasia sul bordo dello strumento è sbiadita e non ben definita.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L01040199

EAN / GTIN

8023279205121

CODICE GEF

20512



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697