



FORBICI RETTE PUNTE ALTERNE con clip

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 20520

EAN / GTIN 8023279205206

Confezione 1

Forbici per infermieri in acciaio inox - 14 cm • Forbici dritte • Modello: Standard con clip Strumenti verniciati a polvere non autoclavabili; possono essere sterilizzati in acqua a un massimo di 110°C.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L01040199

EAN / GTIN

8023279205206

CODICE GEF

20520



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697