



FORBICI RETTE PUNTE ALTERNE

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 20521

EAN / GTIN 8023279205213

Confezione 1

Forbici per infermieri in acciaio inox - 14 cm • Forbici dritte • Modello: anelli verdi Gli strumenti verniciati a polvere non sono autoclavabili; possono essere sterilizzati in acqua a un massimo di 110°C.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
20521	20521	8023279205213	1
20522	20522	8023279205220	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L01040199

EAN / GTIN

8023279205213

CODICE GEF

20521



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697