



FORBICI IN ACCIAIO INOX RETTE PUNTE ALTERNE fantasia bruco

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 20534

EAN / GTIN 8023279205343

Confezione 1

Forbici per infermieri in acciaio inox - 14 cm • Forbici dritte • Modello: fantasia bruco Gli strumenti verniciati a polvere non sono autoclavabili; possono essere sterilizzati in acqua a un massimo di 110°C. La stampa della fantasia sul bordo dello strumento è sbiadita e non ben definita.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L01040199

EAN / GTIN

8023279205343

CODICE GEF

20534



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697