



PINZA EMOSTATICA RETTA

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 20541

EAN / GTIN 8023279205411

Confezione 1

Pinza emostatica retta, in acciaio inox - 16 cm • Modello: anelli verdi
Gli strumenti verniciati a polvere non sono autoclavabili; possono essere sterilizzati in acqua a un massimo di 110°C. La stampa della fantasia sul bordo dello strumento è sbiadita e non ben definita.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
20541	20541	8023279205411	1
20542	20542	8023279205428	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L031306

EAN / GTIN

8023279205411

CODICE GEF

20541



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697