



## PINZA EMOSTATICA RETTA fantasia orme

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 20549

EAN / GTIN 8023279205497

Confezione 1

Pinza emostatica retta, in acciaio inox - 16 cm • Modello: fantasia con orme Gli strumenti verniciati a polvere non sono autoclavabili; possono essere sterilizzati in acqua a un massimo di 110°C. La stampa della fantasia sul bordo dello strumento è sbiadita e non ben definita.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L031306

EAN / GTIN

8023279205497

CODICE GEF

20549



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697