




Pinza Emostatica Retta - Fantasia Zebra - 16 Cm

Codice GEF (SKU) 20550

Pinza emostatica retta, in acciaio inox - 16 cm • Modello: zebrato Gli strumenti verniciati a polvere non sono autoclavabili; possono essere sterilizzati in acqua a un massimo di 110°C. La stampa della fantasia sul bordo dello strumento è sbiadita e non ben definita.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pinza emostatica retta, in acciaio inox - 16 cm
- Modello: zebrato Gli strumenti verniciati a polvere non sono autoclavabili; possono essere sterilizzati in acqua a un massimo di 110°C. La stampa della fantasia sul bordo dello strumento è sbiadita e non ben definita.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
20550



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697