



PINZA EMOSTATICA RETTA fantasia bolle

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 20552

EAN / GTIN 8023279205527

Confezione 1

Pinza emostatica retta, in acciaio inox - 16 cm • Modello: fantasia bolle
Gli strumenti verniciati a polvere non sono autoclavabili; possono essere sterilizzati in acqua a un massimo di 110°C. La stampa della fantasia sul bordo dello strumento è sbiadita e non ben definita.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L031306

EAN / GTIN

8023279205527

CODICE GEF

20552



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697