



PINZA EMOSTATICA RETTA fantasia cuori

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 20553

EAN / GTIN 8023279205534

Confezione 1

Pinza emostatica retta, in acciaio inox - 16 cm • Modello: fantasia a cuori Gli strumenti verniciati a polvere non sono autoclavabili; possono essere sterilizzati in acqua a un massimo di 110°C. La stampa della fantasia sul bordo dello strumento è sbiadita e non ben definita.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L031306

EAN / GTIN

8023279205534

CODICE GEF

20553



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697