



FORBICI PER BENDE UTILITY

Dispositivo medico

Classe I

6 varianti

Codice GEF (SKU) 20570

EAN / GTIN 8023279205701

Confezione 1

Forbici utility in acciaio inox per bende, con impugnatura in plastica colorata per massimizzare il comfort. • Dimensioni: 16,5 cm - 6.5" • Colore del manico: nero • Confezione da 10 pezzi Adatte ad ogni esigenza, le forbici per il primo soccorso tagliano facilmente le bende, il cuoio e il gesso. Autoclavabili a 136°C. Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
20570	20570	8023279205701	1
20571	20571	8023279205718	1
20574	20574	8023279205749	1
20581	20581	8023279205817	1
20583	20583	8023279205831	1
20584	20584	8023279205848	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
L01040102EAN / GTIN
8023279205701CODICE GEF
20570

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697