



GISAFE MASCHERINA CHIRURGICA FILTRANTE 98% 3 VELI tipo IIR con elastici imbustata singolarmente scatola

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 20670

EAN / GTIN 4897121890018

Confezione 1

MASCHERINE FILTRANTI 98% A 3 VELI - TIPO IIR con elastici •
Modello per adulti • In busta singola trasparente (scatola da 50) •
Colore: azzurro Mascherine chirurgiche leggere e confortevoli adatte
per ospedali, studi dentistici e ambulatori. - nasello modellabile da
adattare alla forma anatomica del viso - senza fibra di vetro, efficienza
di filtrazione BFE =98% - materiale non tessuto, senza lattice - 1° velo
esterno 28 gsm non tessuto - 2° velo 25 gsm filtro meltblown - 3° velo
interno 25 gsm non tessuto Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE,
SE, GR, RO, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BFE% = 98
- Pressione differenziale (Pa/cm2) < 60
- CfU/g < 30
- Dimensioni: 17,5 x 9,5 cm (adulti)
- Conforme a EN 14683:2019 + AC:2019; DDM 93/42/CEE Classe I

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
T020604EAN / GTIN
4897121890018CODICE GEF
20670

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697