



# GISAFE MASCHERINA CHIRURGICA FILTRANTE 98% 3 VELI tipo IIR con elastici

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 20680

EAN / GTIN 4897121890100

Confezione 1

MASCHERINE FILTRANTI 98% A 3 VELI - TIPO IIR con elastici • Modello pediatrico • Flowpack da 10 • Colore: azzurro Mascherine chirurgiche leggere e confortevoli adatte per ospedali, studi dentistici e ambulatori. - nasello modellabile da adattare alla forma anatomica del viso - senza fibra di vetro, efficienza di filtrazione BFE =98% - materiale non tessuto, senza lattice - 1° velo esterno 28 gsm non tessuto - 2° velo 25 gsm filtro meltblown - 3° velo interno 25 gsm non tessuto Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR, RO, Arabo.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- BFE% = 98
- Pressione differenziale (Pa/cm<sup>2</sup>) < 60
- CfU/g < 30
- Dimensioni: 17,5 x 9,5 cm (adulti)
- Conforme a EN 14683:2019 + AC:2019; MDR 2017/745 Classe I

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
20680	20680	4897121890100	1
20694	20694	4897121890056	1
20695	20695	4897121890032	1

CLASSE DM

I

CND

T020604

EAN / GTIN

4897121890100

CODICE GEF

20680



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)