



Gisafe Mascherina Chirurgica Filtrante 98% 3 Veli Tipo Iir con Elastici Cartoon

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 20682

EAN / GTIN 4897121890117

Confezione 1

MASCHERINE FILTRANTI 98% A 3 VELI - TIPO IIR con elastici •

Modello pediatrico • Flowpack da 10 • Fantasia: cartoon Mascherine chirurgiche leggere e confortevoli adatte per ospedali, studi dentistici e ambulatori. - nasello modellabile da adattare alla forma anatomica del viso

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BFE% = 98
- Pressione differenziale (Pa/cm²) < 60
- CfU/g < 30
- Dimensioni: 17,5 x 9,5 cm (adulti)
- Conforme a EN 14683:2019 + AC:2019; MDR 2017/745 Classe I

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	ETA	EAN	CONFEZIONE
20682	pediatrica	4897121890117	1
20685	adulti	4897121890087	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T020604

EAN / GTIN

4897121890117

CODICE GEF

20682



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697