



GISAFE MASCHERINA CHIRURGICA FILTRANTE 98% 3 VELI tipo IIR con elastici peace

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 20686

EAN / GTIN 4897121890094

Confezione 1

MASCHERINE FILTRANTI 98% A 3 VELI - TIPO IIR con elastici • Modello per adulti • Flowpack da 10 • Fantasia: peace Mascherine chirurgiche leggere e confortevoli adatte per ospedali, studi dentistici e ambulatori. - nasello modellabile da adattare alla forma anatomica del viso - senza fibra di vetro, efficienza di filtrazione BFE =98% - materiale non tessuto, senza lattice - 1° velo esterno 28 gsm non tessuto - 2° velo 25 gsm filtro meltblown - 3° velo interno 25 gsm non tessuto Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR, RO, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BFE% = 98
- Pressione differenziale (Pa/cm²) < 60
- CfU/g < 30
- Dimensioni: 17,5 x 9,5 cm (adulti)
- Conforme a EN 14683:2019 + AC:2019; MDR 2017/745 Classe I

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T020604

EAN / GTIN

4897121890094

CODICE GEF

20686



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697