



# Gisafe Mascherina Chirurgica Filtrante 98% 3 Veli Tipo Iir con Elastici Scatola

Dispositivo medico

Classe I

5 varianti

Codice GEF (SKU) 20697

EAN / GTIN 4897121890049

Confezione 1

GISAFE MASCHERINA CHIRURGICA FILTRANTE 98% 3 VELI tipo IIR con elastici scatola

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- BFE% = 98
- Pressione differenziale (Pa/cm2) < 60
- CfU/g < 30
- Dimensioni: 17,5 x 9,5 cm (adulti)
- Conforme a EN 14683:2019 + AC:2019; MDR 2017/745 Classe I

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
20697	rosa	4897121890049	1
20698	bianca	4897121890063	1
20699	verde chiaro	4897121890070	1
20700	azzurra	4897121890025	1
20701	nera	4897121890124	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T020604

EAN / GTIN

4897121890049

CODICE GEF

20697



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697