



Mascherina FFP2 Bianca - Confezione 20 pz

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) 20733

EAN / GTIN 8023279207330

Confezione 1

Questo prodotto fino al mese di gennaio era certificato dall'ente certificatore 2163, dalle forniture di febbraio il prodotto, pur restando invariato viene certificato dall'ente certificatore 0370, pertanto trovate scaricabili i certificati relativi alle nuove forniture, se necessitate i certificati 2163 potete richiederli via mail. <hr> MASCHERINA FILTRANTE FFP2 VALUE&SAFE CON ELASTICI • FFP2 senza valvola • Modello: adulti • Lingue scatola e istruzioni: IT, GR, PL, CZ, RO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Inspirazione: 30 l/min% = 0,7
- Inspirazione: 95 l/min% = 2,4
- Espirazione: 160 l/min% = 3,0
- Penetrazione materiale filtro: = 6%
- Dimensioni:
- non ripiegata: 21 x 15,5 cm
- ripiegata: 10,5 x 15,5 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

EAN / GTIN

8023279207330

CODICE GEF

20733



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697