



CAPPELLINO FANTASIA altre fantasie

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 20800

EAN / GTIN 8023279208009

Confezione 200

Scegliere il disegno da: <https://it.123rf.com/clipart-vettori> •
CAPPELLINO FANTASIA - M - altri disegni Minimo 200 pezzi.
Disponibili in 30 giorni. Ampia gamma di disegni. Leggeri e confortevoli,
dotati di laccetti regolabili. Disponibili in due misure: taglia media (M),
consigliata per capelli corti o mediolunghi; taglia grande (L), consigliata
per capelli lunghi e ricci. Cuffie chirurgiche 100% puro cotone di alta
qualità, altamente traspiranti. DM Classe I. Istruzioni multilingue: GB,
FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, CZ, RO, SE. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T0207

EAN / GTIN

8023279208009

CODICE GEF

20800



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697