



CAPPELLINO FANTASIA Fenicotteri

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 20801

EAN / GTIN 8023279208016

Confezione 1

Ampia gamma di disegni per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti del settore sanitario. Leggeri e confortevoli, dotati di laccetti regolabili. Disponibili in due misure: taglia media (M), consigliata per uomo e donna con capelli corti o medio-lunghi; taglia grande (L), consigliata per donne con capelli lunghi e ricci. Cuffie chirurgiche 100% puro cotone di alta qualità, assorbenti, altamente traspiranti. DM Classe I.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
20801	20801	8023279208016	1
20901	20901	8023279209013	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T0207

EAN / GTIN

8023279208016

CODICE GEF

20801



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697