



CAPPELLINO FANTASIA Impronte

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 20802

EAN / GTIN 8023279208023

Confezione 1

Ampia gamma di disegni per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti del settore sanitario. Leggeri e confortevoli, dotati di laccetti regolabili. Disponibili in due misure: taglia media (M), consigliata per uomo e donna con capelli corti o medio-lunghi; taglia grande (L), consigliata per donne con capelli lunghi e ricci. Cuffie chirurgiche 100% puro cotone di alta qualità, assorbenti, altamente traspiranti. DM Classe I.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
20802	20802	8023279208023	1
20902	20902	8023279209020	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T0207

EAN / GTIN

8023279208023

CODICE GEF

20802



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697