



CAPPELLINO FANTASIA

Dispositivo medico

Classe I

6 varianti

Codice GEF (SKU) 20803

EAN / GTIN 8023279208030

Confezione 1

Ampla gamma di disegni per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti del settore sanitario. Leggeri e confortevoli, dotati di laccetti regolabili. Disponibili in due misure: taglia media (M), consigliata per uomo e donna con capelli corti o medio-lunghi; taglia grande (L), consigliata per donne con capelli lunghi e ricci. Cuffie chirurgiche 100% puro cotone di alta qualità, assorbenti, altamente traspiranti. DM Classe I.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
20803	20803	8023279208030	1
20804	20804	8023279208047	1
20816	20816	8023279208160	1
20817	20817	8023279208177	1
20903	20903	8023279209037	1
20904	20904	8023279209044	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T0207

EAN / GTIN

8023279208030

CODICE GEF

20803



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697