



CAPPELLINO FANTASIA Colori

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **20810**EAN / GTIN **8023279208108**Confezione **1**

Ampia gamma di disegni per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti del settore sanitario. Leggeri e confortevoli, dotati di laccetti regolabili. Disponibili in due misure: taglia media (M), consigliata per uomo e donna con capelli corti o medio-lunghi; taglia grande (L), consigliata per donne con capelli lunghi e ricci. Cuffie chirurgiche 100% puro cotone di alta qualità, assorbenti, altamente traspiranti. DM Classe I.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T0207

EAN / GTIN

8023279208108

CODICE GEF

20810

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697