

GEF Medica

Camice Chirurgico 50 g/m2 150 Cm - Taglia Xxl - Sterile

Codice GEF (SKU) 21023

CAMICI CHIRURGICI SPECIALISTICI - STERILI Camici chirurgici 50 g Taglia XXL - lungh. 150 cm Camici specialistici idrorepellenti e traspiranti per un effetto barriera contro fluidi e batteri. - polsini in cotone 8 cm - saldatura a ultrasuoni - chiusura collo con velcro - 4 cinghie da vita con chiusura interna ed esterna Pre-piegati Facile indossabilità Tutti i camici includono due tovagliette di carta assorbente. Conformi a UNI EN ISO 13795. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAMICI CHIRURGICI SPECIALISTICI - STERILI
- Camici chirurgici 50 g
- Taglia XXL - lungh. 150 cm
- Camici specialistici idrorepellenti e traspiranti per un effetto barriera contro fluidi e batteri.
- polsini in cotone 8 cm
- saldatura a ultrasuoni
- chiusura collo con velcro
- 4 cinghie da vita con chiusura interna ed esterna
- Pre-piegati
- Facile indossabilità
- Tutti i camici includono due tovagliette di carta assorbente.
- Conformi a UNI EN ISO 13795.
- Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
21023



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it