




Pantaloni per Colonscopia 35 g/m² - Non Sterili

Codice GEF (SKU) 21030

Pantaloni colonscopia, taglia unica, non sterili. Elastico in vita, apertura posteriore con velcro. TNT SMS idrorepellente 35g/m², blu scuro, non trasparente. Lunghezza: 110 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pantaloni colonscopia, taglia unica, non sterili.
- Elastico in vita, apertura posteriore con velcro.
- TNT SMS idrorepellente 35g/m², blu scuro, non trasparente.
- Lunghezza: 110 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
21030



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697