



## PANTALONI PER COLONSCOPIA 35 g/m2 non sterili

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 21030

EAN / GTIN 8023279210309

Confezione 1

Pantaloni colonscopia, taglia unica, non sterili. Elastico in vita, apertura posteriore con velcro. TNT SMS idrorepellente 35g/m2, blu scuro, non trasparente. Lunghezza: 110 cm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T0205

EAN / GTIN

8023279210309

CODICE GEF

21030



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697