



Camice Chirurgico 40g/m² 120x140 Cm - Misura M - Non Sterile

Codice GEF (SKU) 21040

CAMICI CHIRURGICI 40g - NON STERILI • Taglia: M • Lunghezza: 120 cm • Larghezza: 140 cm • Lunghezza manica: 58 cm • Dimensioni imballo: 66 x 35 x 43 cm • Confezione da 100 (10 buste da 10 pezzi)

Camici chirurgici monouso che garantiscono comodità e protezione. - idrorepellenti - resistenti ad abrasioni - cucitura a ultrasuoni - ripiegati a libro - polsini in maglia/colletto con velcro - resistenti ai microrganismi e ai fluidi corporei - trattamento antistatico - grande permeabilità all'aria - robusti e affidabili - manica a giro Materiale: SMMS (non tessuto spunbond + 2 meltblown + spunbond). Peso unitario: 120 ± 2g Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, PL, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAMICI CHIRURGICI 40g - NON STERILI
- Taglia: M
- Lunghezza: 120 cm
- Larghezza: 140 cm
- Lunghezza manica: 58 cm
- Dimensioni imballo: 66 x 35 x 43 cm
- Confezione da 100 (10 buste da 10 pezzi) Camici chirurgici monouso che garantiscono comodità e protezione. - idrorepellenti - resistenti ad abrasioni - cucitura a ultrasuoni - ripiegati a libro - polsini in maglia/colletto con velcro - resistenti ai microrganismi e ai fluidi corporei - trattamento antistatico - grande permeabilità all'aria - robusti e affidabili - manica a giro Materiale: SMMS (non tessuto spunbond + 2 meltblown + spunbond). Peso unitario: 120 ± 2g Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, PL, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
21040



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697