



CAMICE CHIRURGICO

50g/m2 120x140 cm sterile

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) **21046**EAN / GTIN **6973866550122**Confezione **1**

CAMICI CHIRURGICI 50g - STERILI • Taglia: M • Lunghezza: 120 cm • Larghezza: 140 cm • Lunghezza manica: 58 cm • Dimensioni imballo: 66 x 37 x 38 cm Camici chirurgici monouso che garantiscono comodità e protezione. - idrorepellenti - resistenti ad abrasioni - cucitura a ultrasuoni - ripiegati a libro - polsini in maglia/colletto con velcro - resistenti ai microrganismi e ai fluidi corporei - trattamento antistatico - grande permeabilità all'aria - robusti e affidabili - manica a giro
Materiale: SMMS (non tessuto spunbond + 2 meltblown + spunbond).
Peso unitario: 120 ± 2g I camici sterili sono imballati in confezioni singole. Sterilizzati con ossido di etilene. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, PL, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I SCND
T020401EAN / GTIN
6973866550122CODICE GEF
21046

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697