



Camice Chirurgico 50g/m² 140x160 Cm - Misura Xxl - Sterile

Codice GEF (SKU) 21049

CAMICI CHIRURGICI 50g - STERILI • Taglia: XXL • Lunghezza: 140 cm
• Larghezza: 160 cm • Lunghezza manica: 61 cm • Dimensioni imballo:
66 x 37 x 38 cm Camici chirurgici monouso che garantiscono comodità
e protezione. - idrorepellenti - resistenti ad abrasioni - cucitura a
ultrasuoni - ripiegati a libro - polsini in maglia/colletto con velcro -
resistenti ai microrganismi e ai fluidi corporei - trattamento antistatico -
grande permeabilità all'aria - robusti e affidabili - manica a giro
Materiale: SMMS (non tessuto spunbond + 2 meltblown + spunbond).
Peso unitario: 120 ± 2g I camici sterili sono imballati in confezioni
singole. Sterilizzati con ossido di etilene. Istruzioni multilingue: GB, FR,
IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, PL, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAMICI CHIRURGICI 50g - STERILI
- Taglia: XXL
- Lunghezza: 140 cm
- Larghezza: 160 cm
- Lunghezza manica: 61 cm
- Dimensioni imballo: 66 x 37 x 38 cm Camici chirurgici monouso che garantiscono comodità e protezione. - idrorepellenti - resistenti ad abrasioni - cucitura a ultrasuoni - ripiegati a libro - polsini in maglia/colletto con velcro - resistenti ai microrganismi e ai fluidi corporei - trattamento antistatico - grande permeabilità all'aria - robusti e affidabili - manica a giro Materiale: SMMS (non tessuto spunbond + 2 meltblown + spunbond). Peso unitario: 120 ± 2g I camici sterili sono imballati in confezioni singole. Sterilizzati con ossido di etilene. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, PL, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
21049



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697