



CAMICE CHIRURGICO RINFORZATO 50g/m² 120x140 cm sterile

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 21052

EAN / GTIN 6973866550160

Confezione 1

CAMICI CHIRURGICI RINFORZATI 50g - STERILI • Taglia: M • Lunghezza: 120 cm • Larghezza: 140 cm • Lunghezza manica: 58 cm • Dimensioni imballo: 66 x 37 x 40 cm Camici chirurgici monouso che garantiscono comodità e protezione. - idrorepellenti - resistenti ad abrasioni - cucitura a ultrasuoni - ripiegati a libro - polsini in maglia/colletto con velcro - resistenti ai microrganismi e ai fluidi corporei - trattamento antistatico - grande permeabilità all'aria - robusti e affidabili - imbottitura di rinforzo 38 g (PP + PE) sul torace (50x70 cm) e sulle maniche (30 cm) - manica a giro Materiale: SMMS (non tessuto spunbond + 2 meltblown + spunbond). Peso unitario: 120 ± 2g I camici sterili sono imballati in confezioni singole. Sterilizzati con ossido di etilene. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, PL, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IS

CND

T020402

EAN / GTIN

6973866550160

CODICE GEF

21052

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697