




Camice Chirurgico Rinforzato 50g/m² 130x150 Cm - Misura XL - Sterile

Codice GEF (SKU) 21054

CAMICI CHIRURGICI RINFORZATI 50g - STERILI • Taglia: XL •
Lunghezza: 130 cm • Larghezza: 150 cm • Lunghezza manica: 59 cm •
Dimensioni imballo: 66 x 37 x 40 cm Camici chirurgici monouso che
garantiscono comodità e protezione. - idrorepellenti - resistenti ad
abrasioni - cucitura a ultrasuoni - ripiegati a libro - polsini in
maglia/colletto con velcro - resistenti ai microrganismi e ai fluidi
corporei - trattamento antistatico - grande permeabilità all'aria - robusti
e affidabili - imbottitura di rinforzo 38 g (PP + PE) sul torace (50x70 cm)
e sulle maniche (30 cm) - manica a giro Materiale: SMMS (non tessuto
spunbond + 2 meltblown + spunbond). Peso unitario: 120 ± 2g I camici
sterili sono imballati in confezioni singole. Sterilizzati con ossido di
etilene. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, PL,
Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAMICI CHIRURGICI RINFORZATI 50g - STERILI
- Taglia: XL
- Lunghezza: 130 cm
- Larghezza: 150 cm
- Lunghezza manica: 59 cm
- Dimensioni imballo: 66 x 37 x 40 cm Camici chirurgici monouso che garantiscono comodità e protezione. - idrorepellenti - resistenti ad abrasioni - cucitura a ultrasuoni - ripiegati a libro - polsini in maglia/colletto con velcro - resistenti ai microrganismi e ai fluidi corporei - trattamento antistatico - grande permeabilità all'aria - robusti e affidabili - imbottitura di rinforzo 38 g (PP + PE) sul torace (50x70 cm) e sulle maniche (30 cm) - manica a giro Materiale: SMMS (non tessuto spunbond + 2 meltblown + spunbond). Peso unitario: 120 ± 2g I camici sterili sono imballati in confezioni singole. Sterilizzati con ossido di etilene. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, PL, Arabo.

CODICE GEF

21054



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it