



Tuta Isolante con Cuciture Termosaldate - Tipo 4b-5b-6b Monouso

Codice GEF (SKU) 21080

TUTE CON CUCITURE TERMOSALDATE TIPO 4B - 5B - 6B - 60 g - monouso • Taglia: S • Torace (cm): 84-92 • Altezza (cm): 164-170 Tute in tessuto non tessuto microporoso traspirante, con cappuccio, cuciture termosaldate, polsini elastici, elastico in vita, cerniera frontale. Protezione: Antipolvere, resistenti a particolato secco/spruzzi leggeri/virus e permeato di sangue. Applicazioni: Campo generico, servizi ambulatoriali di istituzioni mediche, reparti di degenza, laboratori e altri usi per il normale isolamento. Ogni tuta è imballata singolarmente in un sacchetto di plastica. Istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE). DPI (UE) 2016/425 CAT III TIPO 4B-5B-6B EN 14605 - EN 14126 - EN 13034 TIPO-4B: a tenuta di spruzzi (spray), offre protezione contro la saturazione di sostanze chimiche liquide TIPO-5B: a tenuta di polvere, offre protezione a tutto il corpo contro particelle solide disperse nell'aria TIPO-6B: a tenuta limitata di schizzi liquidi, offre protezione limitata contro schizzi leggeri di liquidi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TUTE CON CUCITURE TERMOSALDATE TIPO 4B - 5B - 6B - 60 g - monouso
- Taglia: S
- Torace (cm): 84-92
- Altezza (cm): 164-170 Tute in tessuto non tessuto microporoso traspirante, con cappuccio, cuciture termosaldate, polsini elastici, elastico in vita, cerniera frontale. Protezione: Antipolvere, resistenti a particolato secco/spruzzi leggeri/virus e permeato di sangue. Applicazioni: Campo generico, servizi ambulatoriali di istituzioni mediche, reparti di degenza, laboratori e altri usi per il normale isolamento. Ogni tuta è imballata singolarmente in un sacchetto di plastica. Istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE). DPI (UE) 2016/425 CAT III TIPO 4B-5B-6B EN 14605 - EN 14126 - EN 13034 TIPO-4B: a tenuta di spruzzi (spray), offre protezione contro la saturazione di sostanze chimiche liquide TIPO-5B: a tenuta di polvere, offre protezione a tutto il corpo contro particelle solide disperse nell'aria TIPO-6B: a tenuta limitata di schizzi liquidi, offre protezione limitata contro schizzi leggeri di liquidi

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
21080	S		
21081	M		
21082	L		
21083	XL		
21084	XXL		

CODICE GEF

21080



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it