



Copristivali Tipo 5B-6B Antiscivolo

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) 21091

EAN / GTIN 8023279210910

Confezione 1

COPRISTIVALI - TIPO 5B-6B - con suola antiscivolo - conf. da 40 •
Dimensioni: 45 x 40 x 26 cm • Suola antiscivolo in PVC • TIPO 5B-6B
EN 14126 I copristivali microporosi monouso per ambienti quali:
camere bianche, ospedali, laboratori, industrie agroalimentari, mediche
e farmaceutiche. Aderenti e leggeri (60 g) per la massima comodità e
sicurezza.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIIEAN / GTIN
8023279210910CODICE GEF
21091

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697